

MiniMed™ LEIDIMO SISTEMŲ Palyginimas

Mio™ ir Mio™ 30 turi integruotą šoviklį, pagrindinis skirtumas tarp jų - įvedimo kampas.

APRAŠYMAS & PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

MiniMed™ Mio™ 30
patogumas aktyviems ir
liekniems žmonėms



MiniMed™ Mio™
patogumas



MiniMed™ Silhouette™
lankstumas



MiniMed™ Quick-Set™
komfortas



MiniMed™ Sure-T™
saugumas



	MiniMed™ Mio™ 30 patogumas aktyviems ir liekniems žmonėms	MiniMed™ Mio™ patogumas	MiniMed™ Silhouette™ lankstumas	MiniMed™ Quick-Set™ komfortas	MiniMed™ Sure-T™ saugumas
Kaniulės/ adatos tipas	Teflonas	Teflonas	Teflonas	Teflonas	Metalas
Kaniulės/ adatos įvedimo kampas	30°	90°	20° - 45°	90°	90°
Kaniulės/ adatos ilgis	13 mm	6 mm; 9 mm	13 mm; 17 mm	6 mm; 9 mm	6 mm; 8 mm; 10 mm
Įvedimo adatos dydis	27G	27G	27G	27G	29G
Minkštos kaniulės dydis	25G	25G	25G	25G	n/a
Šlangutės ilgis	60 cm; 110 cm	45 cm; 60 cm; 80 cm	45 cm; 60 cm; 80 cm; 110 cm	45 cm; 60 cm; 80 cm; 110 cm	45 cm; 60 cm; 80 cm
Spalvų pasirinkimas	Pilka	Rožinė, mėlyna, skaidri	Skaidri	Skaidri	Skaidri
Įvedimo šoviklis	Integruotas šoviklis	Integruotas šoviklis	Rankiniu būdu arba su Sil - šovikliu	Rankiniu būdu arba su Quick - šovikliu	Rankiniu būdu
Atsijungimas nuo kūno	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Keitimo dažnumas	2-3 dienos	2-3 dienos	2-3 dienos	2-3 dienos	1-2 dienos
Rekomenduojama pacientui ¹	Liekniems ar raumeningiems vaikams/ suaugusiems; Pacientams su besikartojančiomis vietos infekcijomis; Pacientams su lipohipertrofijomis ir/ arba su besilankstančiomis adatomis.	Vidutinio sudėjimo vaikams ir suaugusiems.	Aktyviems; Liekniems; Raumeningiems; Pacientams su lipohipertrofijomis.	Vidutinio ar pilnesnio sudėjimo vaikams ir suaugusiems; Pacientams, kuriems reikia paprasto įvedimo; Jei minkšta tefloninė adatėlė nekelia užsilenkimo problemų.	Reaguoja į plastikinę adatą; Istorija su besilankstomomis adatomis; Besilaukiančioms (iki 2 trimestro).

MONAmeda

UAB "Monameda"
www.monameda.lt
info@monameda.lt

Medtronic
Further, Together