

# MINIMED™ KATETERIAI

Kateteriai kiekvienam  
IR VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS

Sužinokite daugiau apie MiniMed™ Mio™ Advance at [www.monameda.lt](http://www.monameda.lt)  
Telefonas pasiteirauti +370 620 44 443

	Paprastas	Kompaktiškas		30° Įvedimo kampas	Patogus		Reguliuojamas įvedimo kampas		Saugus	
	MiniMed™ Mio™ Advance	MiniMed™ Mio™		MiniMed™ Mio™ 30	MiniMed™ Quick-Set™		MiniMed™ Silhouette™		MiniMed™ Sure-T™	
	Patogumas su integruotu šovikliu									
										
Vartotojo poreikiai ir ypatingos aplinkybės <sup>1,2</sup>	„Įvedimo vikrumo klausimai „Adatų baimė	„Patogu kelionėse „Trys spalvos		„Liekniems/aktyviems „Kaniulės užlenkimo problemos	„Universalus		„Liekniems/aktyviems „Kaniulės užlenkimo problemos		„Kaniulės užlenkimo problemos „Alergija teflonui „Surandėję audiniai	
Kūno sudėjimas	Vidutinis/didelis KMI*	Vidutinis/didelis KMII		Mažas KMI	Vidutinis/didelis KMI		Mažas KMI		Vidutinis/didelis KMI	
Įvedimo prietaisas	Integruotas šoviklis	Integruotas šoviklis		Integruotas šoviklis	MiniMed Quick-serter		MiniMed Sil-serter		Įvedimas ranka	
Kaniulė/adatos tipas	Minkšta/teflonas	Minkšta/teflonas		Minkšta/teflonas	Minkšta/teflonas		Minkšta/teflonas		Metalinė/Plienas	
Įvedimo kampas	90°	90°		30°	90°		20°-45°		90°	
Kaniulės ilgis	6 mm	6 mm	9 mm	13 mm	6 mm	9 mm	13 mm	17 mm	6 mm, 8 mm, 10 mm	
<b>Kaniulės užpildymas</b>	<b>0.6 vv</b>	<b>0.3 vv</b>	<b>0.5vv</b>	<b>0.7 vv</b>	<b>0.3 vv</b>	<b>0.5 vv</b>	<b>0.7 vv</b>	<b>0.7 vv</b>	<b>Pildyti nereikia</b>	
Vamzdelio ilgis	60 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm		60 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm		45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm		45 cm, 60 cm, 80 cm	
Kaniulės storis (Gauge)	25G	25G		25G	25G		25G		29G	
Keitimo dažnis	2-3 dienos	2-3 dienos		2-3 dienos	2-3 dienos		2-3 dienos		1-2 dienos	

1. "Medtronic infusion set" patariamoji taryba 2016, Nortridžas, Kalifornija. Galutinė ataskaita

2. Pagalbos linijos skundų duomenų ataskaita 2014, 2015, 2016. Medtronic duomenys

Svarbi saugumo informacija : šie infuzijos rinkiniai skirti tiekti insuliną į poodį iš infuzinių insulino pompų. Jie neskirti intraveniniam naudojimui. Netinkamas vaisto tiekimas, infekcija ar dirginimas gali atsirasti dėl netinkamo kateterio įvedimo, palaikymo bei infuzijos vietos priežiūros. Infuzijos rinkinį keiskite kas 48-72 valandas arba laikykitės savo sveikatos priežiūros specialisto nurodymų. Indikacijų, kontraindikacijų, atsargumo priemonių, įspėjimų ir galimų nepageidaujamų reiškinų sąrašą galite rasti naudojimo instrukcijoje.

Gamintojas : Unomedical a/s, Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Denmark  
UC202000376EN - May 2019

**Medtronic**  
Further. Together